

new art laboratories



**NADAL®**  
Medizinische  
Schnelltests

# Diagnostische Hilfsmittel für die Onkologie

Wichtige Parameter für Vorsorgeuntersuchungen  
und Screening

Schnelltests

Labordiagnostik

Laborservice

Beratung & Service



## nal von minden GmbH

### Ihr Spezialist für hochwertige und kosteneffiziente medizinische Diagnostika


#### We help you care!

Bereits seit über 35 Jahren zeichnet sich unser Unternehmen durch innovative Produkte und einen hervorragenden Service aus. Durch intensiven Austausch mit Ihnen haben wir unser Portfolio für Sie optimiert und an die aktuellen Entwicklungen des Gesundheitsmarktes angepasst. Auch in Zukunft wollen wir das innovativste Unternehmen der Bran-

che sein und Ihr erster Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema medizinische Schnelltests bleiben. Wir wollen Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern. Unser derzeitiges Portfolio beinhaltet Schnelltests für die Bereiche Pädiatrie, Gynäkologie, Hämatologie, Kardiologie, Onkologie und Urologie sowie für Bakteriologie, Immunologie, Infektiologie, Serologie und Toxikologie.

## Inside Diagnostics – Ihr Kundenmagazin

Lesen Sie dreimal im Jahr spannende Berichte zu aktuellen Themen, detaillierte Hintergrundinformation und Neuigkeiten aus der interessanten Welt der Diagnostik, sowie Unternehmensnachrichten und Short News.



## Liebes Praxisteam,

die Zahl der Neuerkrankungen im Bereich der Onkologie steigt jährlich an. Die moderne Umwelt ist eine Herausforderung für den Körper, der er oft nicht gewachsen ist. Jeder dritte Europäer erkrankt im Laufe seines Lebens mindestens einmal an Krebs. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Heilungschancen bei den meisten Krebsarten sind seit der Jahrtausendwende deutlich gestiegen. Dies liegt nicht zuletzt an den positiven Entwicklungen im Bereich Screening und Früherkennung.

Unsere immunologischen *in-vitro*-Schnelltests sind eine verlässliche und kostengünstige Hilfe bei der Diagnose der häufigsten Krebserkrankungen wie etwa dem Blasen-, Darm- oder Prostatakrebs. Tests dieser Art geben innerhalb von Minuten Auskunft darüber, ob ein Verdacht berechtigt ist oder nicht. In jedem Fall profitieren sowohl Sie als auch Ihre Patienten davon, schnell Gewissheit und damit im Ernstfall auch zügig einen Therapieplan parat zu haben – getreu unserem Motto „We help you care!“.

### NADAL® – immer der richtige Test!

Unser Anspruch ist es, Fachärzte interdisziplinär zu unterstützen. Dabei ist uns nicht nur die Diagnose von Erkrankungen wichtig, sondern allem voran deren Prävention. In unserer **NADAL®** Produktbroschüre und auf unserem Internetauftritt [www.nal-vonminden.com](http://www.nal-vonminden.com) stellen wir Ihnen **medizinische Schnelltests** für viele weitere Fachgebiete vor.

Nutzen Sie die Gelegenheit. Fordern Sie direkt Ihr persönliches Angebot sowie kostenlose Produktmuster an – über unsere Telefonnummer 0941 / 29010-0 oder per E-Mail an [vertrieb@nal-vonminden.com](mailto:vertrieb@nal-vonminden.com).

**We help you care!** - mit ausgezeichneter Produktqualität, einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, persönlichen Ansprechpartnern und einem schnellen Service.

Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre nal von minden GmbH



Das Management der nal von minden GmbH (von links)  
Sandra von Minden, Roland Meißner und Thomas Zander



## Krebsvorsorge: Weil Früherkennung Leben retten kann

### Wichtige Parameter im Überblick

Krebs ist eine heikle Thematik über die niemand gerne nachdenkt. Durch die seit Jahren betriebene Aufklärungsarbeit vieler Ärzte und Organisationen wird die Krankheit und mit ihr die Bedeutung von Früherkennung und Vorsorge jedoch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Mit geschärftem Bewusstsein geht aber auch die Sorge einher, an einem Krebsleiden zu erkranken.

Es liegt uns am Herzen, Ihren Patienten und damit selbstverständlich auch Ihnen schnell und unkompliziert zuverlässige Testergebnisse zu liefern. Dies leisten unsere Schnelltests für den Bereich Onkologie, die wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen.



## Alpha-Fetoprotein (AFP)

Das Alpha-Fetoprotein (AFP) wird im menschlichen Körper in kleinen Mengen von Darmzellen und der Leber produziert. In der Schwangerschaft steigt die AFP-Konzentration an und erreicht ab der 24. Woche ihren Höhepunkt. Aber: Auch einige Tumoren können das Eiweiß bilden. Die Präsenz von AFP deutet vorwiegend auf Metastasen in der Leber hin und gibt so einen Hinweis auf bösartige Zellen im Körper. Damit dient es als zuverlässiger Indikator bei der Diagnose verschiedener

Krebsarten wie Hepatoblastomen und Nephroblastomen bei Kindern, aber auch hepatozellulären Karzinomen und bestimmten Keimzelltumoren bei Erwachsenen. Darüber hinaus sollte die AFP-Konzentration während des Erstbesuchs beim Arzt gemessen und im Laufe der Behandlung überwacht werden, da sie überaus hilfreich für die Bewertung des Therapieerfolgs ist. Der NADAL® AFP-Schnelltest ist also ein vielseitiges Hilfsmittel, das bei jeder Altersgruppe eingesetzt werden kann.


### NADAL® AFP Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von Alpha-Fetoprotein (AFP)

<b>Probenmaterial:</b>	Vollblut, Serum, Plasma
<b>Testzeit:</b>	10 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	>99,2 %
<b>Spezifität:</b>	>98,8 %
<b>Cut-off:</b>	10 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	712001



**Verdacht auf Leberzellkarzinome oder Keimzelltumoren? Ist die Therapie wirksam?**  
Unterstützen Sie Ihre Diagnose in nur 10 Minuten!



## Bence-Jones-Proteine

Ob bei einer Bence-Jones-Proteinurie überhaupt eine Therapie nötig ist, hängt von der Ursache des Auftretens von Bence-Jones-Proteinen ab. Bei Symptomen wie Knochen-, Schulter- oder Rückenschmerzen, Leistungsabfall, Infektanfälligkeit, Fieber und Nachtschweiß kann der NADAL® Bence-Jones-Protein Schnelltest jedoch im Handumdrehen Klarheit über das Vorhandensein besagter Proteine verschaffen. Er detektiert die freien Immunglobulin-Leichtketten vom Typ *kappa* und/oder *lambda*

– genannt Bence-Jones-Proteine – im Urin, die ein Hinweis auf mono- oder polyklonale Gammopathien sein können. Diese gehen oft mit Erkrankungen wie beispielsweise dem Multiplen Myelom, Morbus Waldenström, der Leichtketten-Amyloidose oder der Leichtkettenablagerungskrankheit einher. Für die exakte Klärung der zugrundeliegenden Ursache und der notwendigen Behandlung sind weitere Untersuchungen notwendig.

### NADAL® Bence-Jones-Protein Teststreifen

Für den qualitativen Nachweis von freien Immunglobulin-Leichtketten ( $\kappa/\lambda$ )

<b>Probenmaterial:</b>	Urin
<b>Testzeit:</b>	15 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	nicht verfügbar
<b>Spezifität:</b>	>99,9 %
<b>Cut-off:</b>	30 $\mu\text{g}/\text{ml}$
<b>Bestell-Nr.:</b>	860001

**Verdacht auf monoklonale Gammopathien? Multiples Myelom? Morbus Waldenström?**  
Unterstützen Sie Ihre Diagnose in nur 15 Minuten!

## Blasenkrebs-Antigen/Hämoglobin (BCA/Hb)

In Deutschland wird bei jährlich rund 30.000 Menschen – zwei Drittel davon sind Männer – Blasenkrebs neu diagnostiziert. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Bei früh erkanntem Blasenkrebs besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Harnblase erhalten werden kann. Bei circa 30 Prozent der Patienten ist der Tumor zum Zeitpunkt der Erstdiagnose aber bereits in die Muskelschicht der Harnblase eingewachsen. Eine regelmäßige Vorsorge kann dabei helfen, Blasenkrebs frühzeitig zu erkennen und somit die Zahl der Patienten in lebensgefährlichen Stadien zu verringern. Vor Vorsorgeuntersuchungen schrecken allerdings viele Patienten zurück, da sie in Form einer invasiven Zystoskopie durchgeführt werden. Der Einsatz von Schnelltests liefert hier Abhilfe. Anzeichen einer Tumorerkrankung können bereits in frühen Stadien durch den Nachweis von BCA (Blasentumorantigen) sowie Hb (Hämoglobin) im Urin einfach und schmerzfrei ermittelt werden.

Aufnahme von antioxidativ wirksamen Substanzen über Obst und Gemüse kann Krebserkrankungen vorbeugen.



### NADAL® BCA/Hb Combo Testkassette


Für den qualitativen Nachweis von humanem Komplement-Faktor-H-verwandtem Protein (hCFHrp, auch bezeichnet als Blasentumorantigen (bladder cancer antigen, BCA)) und Hämoglobin (Hb)

<b>Probenmaterial:</b>	Urin
<b>Testzeit:</b>	9 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	42,5-97,1 % (abhängig vom Grad des Blasentumors)
<b>Spezifität:</b>	89,5 %
<b>Cut-off:</b>	BCA nicht verfügbar, Hb 250 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	562003N-10



### Schmerzlose Harnblutung mit unbekannter Ursache? Verdacht auf Harnblasenkarzinome?

Sichern Sie Ihren Patienten die bestmögliche Therapie durch frühzeitige Kenntnis!  
Einfache und schnelle Diagnose in nur 9 Minuten!



## Carcinoembryonales Antigen (CEA)

Eine Testung auf das tumorassoziierte Carcinoembryonale Antigen (CEA) kann bei Nachuntersuchungen von Patienten von bedeutendem Nutzen sein. Ein kontinuierlicher Anstieg von zirkulierendem CEA nach der Behandlung weist auf okkulte Metastasen und/oder eine verbleibende Erkrankung hin und kann ein Fortschreiten bösartiger Tumorerkrankungen und schlechtes Ansprechen auf die Therapie bedeuten. Ein sinkender CEA-Wert ist jedoch generell ein Hinweis auf eine

günstige Prognose und gutes Ansprechen auf die Behandlung. Die CEA-Messung hat sich in der Nachuntersuchung von Patienten mit Brust-, Lungen-, Prostata-, Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock-, kolorektalen und anderen Karzinomen als klinisch relevant erwiesen. Anschlussstudien bei Patienten mit kolorektalen Karzinomen – oder Brust- und Lungenkarzinomen – lassen vermuten, dass die präoperativen CEA-Werte von prognostischer Bedeutung sind.

### NADAL® CEA Testkassette



Für den qualitativen Nachweis von Carcinoembryonalem Antigen (CEA)

**Probenmaterial:** Vollblut, Serum, Plasma  
**Testzeit:** 15 Minuten  
**Sensitivität:** 98,8 %  
**Spezifität:** 99,3 %  
**Cut-off:** 5 ng/ml  
**Bestell-Nr.:** 722003



**Verdacht auf Pankreas-, Mamma- Kolorektal- oder Lungenkarzinom?  
 Ist die Therapie wirksam? War die OP erfolgreich?**

Entscheidungshilfe in nur 15 Minuten!



Das Carcinoembryonale Antigen (CEA) ist bei einer Vielfalt bösartiger Tumoren nachweisbar.

## Fäkal-okkultes Blut (FOB)

Hämoglobin (Hb), als Bestandteil des Blutes, ist der Analyt, der in okkultem, also unsichtbarem Blut im Stuhl – kurz FOB für „Fecal occult blood“ – nachgewiesen wird. Er weist auf eine Vielzahl von Krankheitsbildern wie beispielsweise Polypen, Fissuren oder Divertikulitis hin. Besonders alarmierend sind jedoch kolorektale Karzinome, die mehr als 95 Prozent der bösartigen Darmtumoren ausmachen. Letztere gehören zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten. In Deutschland

erkranken jährlich rund 73.000 Männer und 27.000 Frauen an malignen Tumoren des Dickdarms (Kolonkarzinom) und des Mastdarms (Rektumkarzinom). Wird Darmkrebs im frühen Stadium erkannt, liegen die Heilungschancen bei mehr als 90 Prozent. Eine frühzeitige Diagnose ist also einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Behandlung mit vielversprechenden Heilungschancen. Ein einfaches, zuverlässiges Hilfsmittel bei der Diagnosestellung sind Schnelltests auf okkultes Blut im Stuhl.

### NADAL® FOB Testkassette | NADAL® FOB plus Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin in Stuhlproben

<b>Probenmaterial:</b>	Stuhl
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	97,3 %
<b>Spezifität:</b>	98,2 %
<b>Cut-off:</b>	40 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	272001   272016N-25



### NADAL® FOB60 Testkassette | NADAL® FOB60 plus Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin in Stuhlproben


<b>Probenmaterial:</b>	Stuhl
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	87,5 %
<b>Spezifität:</b>	93,2 %
<b>Cut-off:</b>	60 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	272041   272035N-25



### NADAL® FOB75 Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin in Stuhlproben

<b>Probenmaterial:</b>	Stuhl
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	86,3 %
<b>Spezifität:</b>	93,8 %
<b>Cut-off:</b>	75 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	272042



**Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang? Unerklärliche Gewichtsabnahme? Verdacht auf Darmkrebs?**  
Erhöhen Sie die Heilungschancen auf über 90 Prozent durch eine frühzeitige Diagnose!



## Hämoglobin/Haptoglobin (Hb/Hp)

Haptoglobin (Hp) ist ein Transportprotein im Blut, das Hämoglobin (Hb) bindet. Der Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex (Hb/Hp) spielt eine wichtige Rolle bei der Erkennung von intestinalen Blutungen. Er ist stabiler gegenüber Säuren und der Proteolyse innerhalb des Verdauungstraktes als freies Hämoglobin. Somit ist der Hämoglobin-Haptoglo-

bin-Komplex – im Gegensatz zu freiem Hämoglobin – auch nachweisbar, wenn er im oberen Darmbereich freigesetzt wird. Der kombinierte Nachweis von freiem Hämoglobin und dem Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex ist also eine innovative und vor allem äußerst sensitive Methode zur Früherkennung von Karzinomen und größeren Adenomen im gesamten Verdauungstrakt.

### NADAL® Hb/Hp Complex Testkassette | NADAL® Hb/Hp Complex plus Testkassette


Für den qualitativen Nachweis von Hämoglobin und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex

<b>Probenmaterial:</b>	Stuhl
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	97,3 %
<b>Spezifität:</b>	98,4 %
<b>Cut-off:</b>	25 ng/ml freies bzw. komplexiertes Hämoglobin
<b>Bestell-Nr.:</b>	272015   272011N-25



### Verdacht auf versteckte Blutungen? Wiederholte krampfartige Bauchschmerzen?

Erhöhen Sie die Sensitivität um ca. 25 Prozent  
durch die Betrachtung beider Parameter!  
Sichern Sie sich die bestmögliche Therapie durch frühzeitige Kenntnis!



### Das „plus“ macht den Unterschied:

- ✓ Patienteninformationen zum Thema Darmkrebs
- ✓ praktischer Thekenaufsteller
- ✓ Patientensets mit ausführlicher Durchführungserklärung inklusive eines Stuhlfängers für die diskrete und einfachere Probennahme zu Hause



## FOB/Transferrin

Wie der Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex ist auch der Marker Transferrin – ein Glykoprotein, das hauptsächlich für den Transport von Eisen im Blutkreislauf verantwortlich ist – ein innovativer Diagnosehelfer in puncto Darmkrebs. Beiden Markern gemein ist, dass sie resistenter gegenüber säurebasiertem Abbau und der Proteolyse sind als Hämoglobin. Der kombinierte

Nachweis von Hämoglobin und Transferrin ist somit eine gleichwertige Alternative zum NADAL® Hb/Hp Complex Test und damit zur Früherkennung von Dickdarmkarzinomen und größeren Adenomen im gesamten Verdauungstrakt. Beide Testmethoden sind äußerst sensitiv und liefern einen zuverlässigen Nachweis von okkultem Blut im Stuhl.


### NADAL® FOB/Transferrin Testkassette

Für den qualitativen Nachweis und zur Differenzierung von humanem Hämoglobin (Hb) und Transferrin (Tf)


<b>Probenmaterial:</b>	Stuhl
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	98,5 %
<b>Spezifität:</b>	99,4 %
<b>Cut-off:</b>	FOB 40 ng/ml, Tf 10 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	272038



**Veränderung des Stuhlgangs? Wiederkehrende Darmkrämpfe?**  
**Verdacht auf kolorektale Karzinome?**  
Je frühzeitiger die Diagnose, desto besser die Heilungschancen!



Bösartige Tumoren sind nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern.



## Helicobacter pylori (H. pylori)


Magenschleimhautentzündungen (Gastritis) und Magengeschwüre gehören zu den am häufigsten beobachteten Krankheiten bei Menschen. Der Auslöser ist laut einer Vielzahl an Publikationen hauptsächlich *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), ein gram-negatives Bakterium, das den menschlichen Magen besiedeln kann. Das als Karzinogen vom Typ I eingestufte *H. pylori* kann das Risiko der Bildung von Magenkarzinomen erhöhen. Tückisch sind vor

allem chronische Infektionen, da sie häufig ohne Symptome verlaufen oder sich eher allgemeine Oberbauchbeschwerden zeigen. In diesem Fall gilt es, umgehend eine eindeutige Diagnose zu finden. Hier sind Schnelltests hilfreich, die entweder direkt *H. pylori*-Antigene in einer Stuhlprobe detektieren oder Antikörper im Blut nachweisen, die einen Befall mit dem Erreger vermuten lassen.

### NADAL® H. pylori Ab Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von spezifischen IgG gegen *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)


**Probenmaterial:** Vollblut, Serum, Plasma  
**Testzeit:** 10 Minuten  
**Sensitivität:** 93,2 %  
**Spezifität:** 97,2 %  
**Bestell-Nr.:** 262001



### NADAL® H. pylori Ag Testkassette

Für den qualitativen Nachweis von *Helicobacter pylori*-Antigenen


**Probenmaterial:** Stuhl  
**Testzeit:** 10 Minuten  
**Sensitivität:** >99,9 %  
**Spezifität:** >99,9 %  
**Bestell-Nr.:** 262002



### NADAL® H. pylori Ag Scan Testkassette\*

Für den qualitativen Nachweis von *Helicobacter pylori*-Antigenen

**Probenmaterial:** Stuhl  
**Testzeit:** 10 Minuten  
**Sensitivität:** >99,9 %  
**Spezifität:** >99,9 %  
**Bestell-Nr.:** 262004NBUL-10



**Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür oder Magenkrebs?**

**Ist eine Triple-Therapie sinnvoll?**

Entscheidungshilfe in nur 10 Minuten!

\* Testkassette zur Interpretation mit dem Colibri Point of Care Reader

**nal von minden**  
**Colibri**

## Prostata-spezifisches Antigen (PSA)

Prostatakrebs ist die dritthäufigste krebserkrankende Todesursache und die am weitesten verbreitete Krebsart bei Männern in Deutschland. Erst die Einführung des prostata-spezifischen Antigens (PSA) als Tumormarker führte zu einer deutlichen Steigerung des Nachweises von Prostatakarzinomen – insbesondere in frühen, gut behandelbaren Stadien. Mittlerweile ist PSA zum wichtigsten Marker im Bereich der Urologie geworden. Der NADAL® PSA Test

ist ein schneller, visueller Immunoassay, der semiquantitative Ergebnisse liefert. Dadurch kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob die PSA-Konzentration die eines gesunden Menschen ist, sie durch andere Faktoren wie beispielsweise eine benigne Prostatahyperplasie (BPH) oder Prostatitis verursacht wird oder tatsächlich ein erhöhter Verdacht auf ein Prostatakarzinom vorliegt.

### NADAL® PSA Testkassette (CE0197)

Für den semi-quantitativen Nachweis von prostata-spezifischem Antigen (PSA)


<b>Probenmaterial:</b>	Vollblut, Serum, Plasma
<b>Testzeit:</b>	5 Minuten
<b>Sensitivität:</b>	98,8 %
<b>Spezifität:</b>	98,6 %
<b>Cut-off:</b>	4 ng/ml
<b>Bestell-Nr.:</b>	602003



### Verdacht auf Prostatakarzinome? Regelmäßige Früherkennungsmaßnahme?

Untermauern Sie Ihre Diagnose in nur 5 Minuten!

Sichern Sie Ihren Patienten die bestmögliche Therapie durch frühzeitige Kenntnis!



Das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken steigt ab einem Alter von 40 Jahren drastisch an und betrifft 50 Prozent der Männer über 70 Jahren.

## Der Colibri Point-of-Care-Reader


Spielendleichte Testauswertung mit dem kleinsten Testauslese-Tool der Welt

Der nal von minden Colibri bietet mit seinen gerade mal 4 cm Kantenlänge das optimale Hilfsmittel zur qualitativen und quantitativen Auswertung von Schnelltests. Er liefert schnelle und präzise Ergebnisse und ist eine preisgünstige Lösung für jede Arztpraxis. Durch die Bedienung mit nur einem einzigen Knopf ist dieses Gerät besonders

nutzerfreundlich. Es ist keine Wartung erforderlich und Qualitätskontrollen sind einfach durchzuführen. Bestimmen Sie mit dem Colibri beispielsweise *H. Pylori* Antigene in nur 10 Minuten direkt in der Praxis. Es werden laufend neue Parameter für die Auswertung mit dem Colibri entwickelt. Details entnehmen Sie bitte der Produktübersicht.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Klein (4 x 4 x 4 cm)
- Leicht (40 g)
- Schnell
- Präzise (Variationskoeffizient <1%)
- Nutzerfreundlich (nur ein Bedienknopf)
- Preiswert
- Einfach zu handhabende Qualitätskontrolle
- Keine Wartung erforderlich
- Dokumentation der Ergebnisse durch Datenübertragung an einen PC



Produkt	Packungsgröße	Bestell-Nr.
nal von minden Colibri Point-of-Care-Reader	1 piece	2150001
nal von minden Colibri USB Kabel + DataViewer Software	1 piece	2150002
NADAL® CRP Quant Testkassette (quantitativ: 2-150 mg/L)	20	312021NBUL-20
NADAL® Strep A Scan Testkassette	20	222049NBUL-20
NADAL® Rota-Adeno Scan Testkassette	10	481049NBUL-10
NADAL® H.pylori Ag Scan Testkassette <b>NEU!</b>	10	262004NBUL-10
NADAL® RSV Scan Testkassette <b>NEU!</b>	20	491008NBUL-20
NADAL® Influenza A/B Scan Testkassette <b>NEU!</b>	10	242006NBUL-10
NADAL® PCT Procalcitonin Quant Testkassette (quantitativ : 0.5-20 ng/mL) <b>In Kürze verfügbar</b>	20	2190010NBUL-20

Für ausführliches Informationsmaterial kontaktieren Sie uns gern unter der Rufnummer **0941-29010-0** oder der E-Mail-Adresse **vertrieb@nal-vonminden.de**. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Ihr nal von minden Team



# NADAL® Medizinische Schnelltests

## Für nahezu alle Anforderungen

- ✓ Autoimmunkrankheiten
- ✓ Bakteriologie
- ✓ Kardiologie
- ✓ Gynäkologie & Geburtshilfe
- ✓ Infektiologie
- ✓ Onkologie
- ✓ Pädiatrie
- ✓ Parasitologie
- ✓ Tropenmedizin
- ✓ Sexuell übertragbare Krankheiten
- ✓ Urologie



Gerne beantwortet unser Vertriebsteam Ihre Fragen unter der Telefonnummer 0941-29010-0, per Fax über 0941-29010-50 oder E-Mail via [vertrieb@nal-vonminden.de](mailto:vertrieb@nal-vonminden.de).

Jetzt per Fax Ihr individuelles  
Angebot anfordern  
**0800 5892023**

## Übersicht der vorgestellten Artikel

Neben den untenstehenden Artikeln umfasst unser Sortiment eine große Auswahl an Schnelltests mit verschiedenen Packungsgrößen und praktischen Geräten zur automatischen Auswertung der Tests. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot sowie weitere Infomaterialien an. Ihr Kundenberater hilft Ihnen gerne weiter.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon 0941-29010-0 oder E-Mail: [vertrieb@nal-vonminden.de](mailto:vertrieb@nal-vonminden.de)

Produkt	Probenmaterial	Testzeit	Abrechnung (ohne Gewähr)	Bestell-Nr.	Packungsgröße	Angebot erwünscht – bitte ankreuzen und Stückzahl eintragen
NADAL® AFP Testkassette	Vollblut, Serum, Plasma	10 min	GOÄ 3743, 1,15; 2/3-Berechnung = 11,17 €	712001	30	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® Bence Jones Protein Teststreifen	Urin	15 min	GOÄ 3877, 1,15; 2/3 Berechnung = 20,11 €	860001	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® BCA/Hb Combo Testkassette	Urin	9 min	GOÄ 3911.H3, 1,15 = 30,16 € GOÄ 3517, 1,15 = 4,69 €	562003N-10	10	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® CEA Testkassette	Vollblut, Serum, Plasma	15 min	GOÄ 3905.H3, 1,15; 2/3-Berechnung = 11,17 €	722003	30	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB Testkassette (40 ng/mL)	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 €	272001	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB plus Testkassette (40 ng/mL)	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 €	272016N-25	25	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB60 Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 €	272041	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB60 plus Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 €	272035N-25	25	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB75 Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 €	272042	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB/Transferrin Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 € GOÄ 3575, 1,15 = 6,70 €	272038	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® Hb/Hp Complex Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 € GOÄ 3747, 1,15 = 12,07 €	272015	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® Hb/Hp Complex plus Testkassette	Stuhl	5 min	GOÄ A3571, 1,15 = 10,05 € GOÄ 3747, 1,15 = 12,07 €	272011N-25	25	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® FOB & Hb/Hp Extraktionsröhrchen	Stuhl	-	-	272007	1	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® H. pylori Ab Testkassette	Vollblut, Serum, Plasma	10 min	GOÄ A4504, 1,15 = 8,71 €	262001	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® H. pylori Ag Testkassette	Stuhl	10 min	GOÄ A4504, 1,15 = 8,71 €	262002	20	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® H. pylori Ag Scan Testkassette*	Stuhl	10 min	GOÄ A4504, 1,15 = 8,71 €	262004NBUL-10	10	<input type="checkbox"/> _____
NADAL® PSA Testkassette (CE0197)	Vollblut, Serum, Plasma	5 min	GOÄ 3908, 1,15; 2/3-Berechnung = 13,41 €	602003	20	<input type="checkbox"/> _____

\* Testkassette zur Interpretation mit dem Colibri Point of Care Reader



Bitte senden Sie mir ein Angebot zu den ausgewählten Tests zu:

**Praxisname**

**Adresse**

**Ansprechpartner**

**Telefon**

**Datum**

Bitte senden Sie mir folgende Infomaterialien zu:

- ☐ Point-Of-Care-Testing-Broschüre  
☐ NADAL Katalog – Übersicht medizinische Schnelltests





## Germany

### Moers (Headquater)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers  
Tel.: .....+49 2841 99 820-0  
Fax: .....+49 2841 99 820-1

### Regensburg (Headquater)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg  
Tel.: .....+49 941 290 10-0  
Fax: .....+49 941 290 10-50

### Göttingen

Robert-Bosch-Breite 23, 37079 Göttingen  
Tel.: .....+49 551 270706-0  
Fax: .....+49 551 270706-50



### Belgique / België

#### Français:

Numéro gratuit: .....0800 718 82  
Fax gratuit: .....0800 747 07  
dept.ventes@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.fr**

#### Nederlands:

Gratis Tel: .....0800 780 85  
Fax: .....+31 70 3030 775  
verkoop.dept@nal-vonminden.nl  
**www.nal-vonminden.nl**



### Česká republika

Bezplatný tel.: .....800 143 685  
Bezplatný fax: .....800 143 686  
czech@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.cz**



### Danmark

Gratis nummer: .....80888753  
Fax: .....+31 7030 30775  
distribution@nal-vonminden.dk  
**www.nal-vonminden.dk**

### Deutschland

Gratis-Tel.: .....0800 589 2022  
Gratis-Fax: .....0800 589 2023  
vertrieb@nal-vonminden.de  
**www.nal-vonminden.de**

### España

Tel. gratuito: .....900 938 315  
Tel. directo: .....+49 941 290 10-759  
ventas@nal-vonminden.es  
**www.nal-vonminden.es**

### France

Numéro vert: .....0800 915 240  
Fax gratuit: .....0800 909 493  
N° international: ..+49 941 290 10-739  
Fax international: ...+49 941 290 10-50  
dept.ventes@nal-vonminden.fr  
**www.nal-vonminden.fr**

### Ireland

Freephone: .....1800 555 008  
Freefax: .....1800 555 080  
sales-dept@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.com**

### Italia

Numero verde: .....800 789 129  
Fax gratuito: .....800 789 130  
vendite.dipt@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.it**

### Latinoamérica

Tel. directo: .....+49 941 290 10-761  
ventas.latam@nvm-diagnostics.com  
**www.nal-vonminden.es**

### Luxembourg

Numéro gratuit: .....800 211 16  
Fax gratuit: .....800 261 79  
dept.ventes@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.fr**

### Nederland

Gratis Tel: .....0800 022 2890  
Gratis Fax: .....0800 024 95 19  
verkoop.dept@nal-vonminden.nl  
**www.nal-vonminden.nl**

### Norge

Free phone: .....800 16 731  
norway@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.com/no**

### Österreich

Gratis Tel: .....0800 291 565  
Gratis Fax: .....0800 298 197  
vertrieb.abt@nal-vonminden.de  
**www.nal-vonminden.de**

### Polska

Bezplatny tel.: .....00800 4911595  
Bezplatny fax: .....00800 4911594  
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl  
**www.nal-vonminden.pl**

### Portugal

Tel. gratuito: .....800 849 230  
Tel. direto: .....+49 941 290 10-735  
vendas@nal-vonminden.pt  
**www.nal-vonminden.pt**

### Schweiz / Suisse / Svizzera

#### Deutsch:

Gratis-Tel.: .....0800 832 164  
Gratis-Fax: .....0800 837 476  
info@nal-vonminden.de  
**www.nal-vonminden.de**

#### Français:

Numéro gratuit: .....0800 564 720  
Fax gratuit: .....0800 837 476  
dept.ventes@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.fr**

#### Italiano:

Numero verde: .....0800 832 2146  
Fax gratuito: .....0800 837 476  
vendite.dipt@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.it**

### Suomi

Ilmainen Puh: .....0800 918263  
Ilmainen Fax: .....0800 918262  
myynti@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.com/fi**

### Sverige

Gratis Tel.: .....020 790906  
sweden@nal-vonminden.com  
**www.nal-vonminden.se**

### United Kingdom

Freephone: .....0808 234 1237  
Direct dial: .....+44 1580 23 22 88  
sales-dept@nal-vonminden.co.uk  
**www.nal-vonminden.com**